

**CATALOGUE  
DE PRODUIT  
BAS DE  
COMPRESSION  
MÉDICAUX**

2024

# BAUERFEIND.

## DES PRODUITS FABRIQUÉS PAR DES PERSONNES AU PROFIT D'AUTRES PERSONNES. POUR UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE.

La société Bauerfeind SA est l'un des fabricants leader à l'échelle mondiale, spécialisé dans la production d'aides thérapeutiques. Avec nos produits et nos concepts de prise en charge, nous donnons aux personnes la possibilité de rester actives et apportons ainsi une contribution importante à la préservation et au rétablissement de la santé.

### CONNAISSANCES MÉDICALES ET COMPÉTENCE TECHNIQUE

Depuis des décennies, nous développons des produits de compression destinés aux symptômes phlébologiques et lymphologiques. Nous y associons un engagement illimité en termes de production et de service ainsi qu'une grande créativité au niveau du développement.

### UNE EFFICACITÉ MULTIPLE

Nos **bas de compression VenoTrain** couvrent tous les domaines d'application de la thérapie par compression moderne et se distinguent par leur efficacité confirmée cliniquement, les propriétés uniques de leur matériau et leur design moderne et breveté.

Grâce à la large palette de couleurs proposée, les produits de compression s'intègrent en toute transparence dans le quotidien de vos utilisateurs et peuvent se combiner avec les différentes préférences en matière de mode. De la mesure préventive à la prise en charge des lymphœdèmes, les produits conformes à l'indication comportent une grande variété de modèles à maillage rectiligne et circulaire, produits en série ou sur mesure.

### UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Les produits Bauerfeind ne satisfont pas simplement aux normes, mais aussi aux plus hautes exigences en termes de qualité, d'efficacité et de confort. Cela est corroboré par des procédures d'essai régulières, dont nos produits doivent porter le cachet et la marque à la suite d'un essai réussi.

Tous les produits VenoTrain satisfont aux exigences de la loi sur les produits médicaux et portent le sigle RAL. Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantit, en tant que label de qualité, le contrôle des polluants.

Nos produits de compression médicale veineuse sont développés et fabriqués en Allemagne, depuis le simple fil jusqu'au produit fini.



# GARANTIES DE SERVICE SERVICE CLIENTÈLE

## NOS PARTENAIRES BAUERFEIND COMPÉTENTS

Notre objectif consiste principalement à garantir la qualité des soins du patient, surtout dans une optique d'avenir.

Nous ne pouvons atteindre cet objectif qu'en travaillant avec des fournisseurs spécialisés qui souhaitent apporter à leurs clients les meilleurs soins possibles aussi vite que possible.

Notre concept de service a été conçu en tenant compte justement des points suivants : des transactions efficaces, les meilleurs conseils et des solutions sur mesure pour la prise en charge des soins.

Nos forces de vente peuvent répondre efficacement aux questions spécifiques sur les produits ainsi qu'aux questions commerciales et elles représentent nos contacts pour les concepts marketing effectués en commun. Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'effectuer rapidement une recherche ou de passer commande en ligne sans problème, rendez-vous sur :

[www.bauerfeind.fr](http://www.bauerfeind.fr)

**TEL. FRANCE** +33 1 4863-2896

**FAX FRANCE** +33 1 4863-2963

[commande@bauerfeind.fr](mailto:commande@bauerfeind.fr)

[info@bauerfeind.fr](mailto:info@bauerfeind.fr)

**commande via experts.bauerfeind.com**

**commande via PHARMA ML**



### DISPONIBILITÉ TOTALE

Par téléphone pendant les horaires de travail (du lundi au jeudi : 8h00 – 18h00, vendredi : 8h00 – 17h00 CET).

Par fax, par e-mail et systèmes de commande électroniques 24h / 24.



### SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Utilisez les services que nous vous proposons pour un transfert de données rapide, sans faille et sans effort : boutique en ligne, PharmaML.



### GESTION DES EXPÉDITIONS

À votre demande, nous traitons intégralement votre expédition (devis d'expédition, documents supplémentaires) et nous pouvons regrouper vos commandes de manière flexible.



### TRAITEMENT DES RETOURS

Sous 5 jours à compter de la réception des biens.



### UN CONTACT UNIQUE PAR CLIENT

Un contact spécifique vous est assigné pour toutes vos demandes et tout éventuel problème.



### INFORMATIONS PROACTIVES

Nous vous tenons au courant : vous recevez de notre part toutes les informations importantes concernant votre demande et le statut de la livraison.




### RETOUR DES MARCHANDISES

Remboursement à 100 % des biens défectueux sous 30 jours à compter de la livraison ou remplacement (notification préalable, formulaire de retour obligatoirement renseigné).

# CONCEPT DE PRISE EN CHARGE POUR FAIRE LE BON CHOIX

Avec le concept de prise en charge Bauerfeind, vous trouverez le bas de compression VenoTrain adapté à vos clients. Pour faire le bon choix, il faut tout d'abord définir le degré de l'affection.



<sup>1</sup> Lurie F. et al. The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2020;8(3):342-52.

<sup>2</sup> Rabe, E. et al.: Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1 / 2003

# CONTENU

## BAS DE COMPRESSION MÉDICAUX

POUR CHAQUE INDICATION  
LE PRODUIT ADAPTÉ

### BAS DE COMPRESSION VENOTRAIN

Ils se distinguent par leur efficacité confirmée cliniquement, les propriétés uniques de leur matériau et leur design moderne et breveté.

Ils améliorent l'activité veineuse et remédient aux douleurs aux jambes liées à des problèmes veineux. Qu'il s'agisse de maladies veineuses de légères à modérées, et même avancées, mais aussi au travail ou en déplacement, la gamme Venotrain propose le bas qui convient à chaque occasion.

Découvrez maintenant les cinq piliers de Venotrain.

SIMPLE. CLAIR. COHÉRENT.



### CLASSIC

08 Venotrain®  
discrétion




### SELECTION

12 Venotrain®  
cocoon



### SPECIAL

16 Venotrain®  
ulcertec



### ACTIVE

20 Venotrain® act  
Cotton  
Sheer Elegance  
Microfiber

22 **Compression Socks**  
Training  
Performance

Venotrain®  
**TES JAMBES.  
TA LIBERTÉ.**

Une compression  
active et diversifiée,  
tout comme la vie.

### CODES ACL

- 24 Venotrain® discrétion
- 26 Venotrain® act
- 28 Venotrain® cocoon
- 29 Venotrain® ulcertec
- 29 Compression Sock Training
- 29 Compression Sock Performance
- 29 Accessoires Venotrain

### ACCESSOIRES

- 30 Accessoires de soins
- 32 **Venotrain® glider**
- 33 **Venotrain® glider plus**
- 34 Technique de prise de mesures
- 35 Autres gammes Bauerfeind

# VenoTrain<sup>®</sup> CLASSIC PORTFOLIO

## GUIDE SUR LA PRISE EN CHARGE

La gamme VenoTrain Classic offre des solutions conformes aux indications pour la prise en charge des patients souffrant de maladies veineuses chroniques. Cette gamme couvre un large spectre : elle s'adresse aux patients présentant des symptômes légers à modérés, regroupe aussi bien des tricot de compression fortement élastiques que robustes et offre, d'une part, une faible pression thérapeutique et, d'autre part, une pression thérapeutique élevée. Elle garantit donc une aide optimale pour les stades CEAP allant de C0 à C2 dans le cadre des maladies veineuses.



## SÉLECTION DU BON PRODUIT CLASSIC

1. Indication et diagnostic posés par le médecin (prescription sur ordonnance)
2. Modèle et classe de compression (prescription sur ordonnance)
3. Constitution physique du patient
4. Nature du tissu conjonctif



## TABLEAU DES TAILLES STANDARD

VenoTrain® discrétion

CIRCONFÉRENCE	1	2	3	4
	<b>cG</b>	42-56	49-63	56-70
<b>cC</b>	28-36	32-40	35-43	38-46
<b>cB</b>	18-21	21-24	24-27	27-31

### LONGUEUR

Taille	short	long
<b>AG AT</b>	< 70	> 70
<b>AD</b>	< 38	> 38

Système de taille en cm



# VenoTrain® discrétion

## LE BAS TRANSPARENT

Une matière particulièrement fine confère à ces bas de compression une transparence et une légèreté très à la mode.





Offerts dans de nombreux modèles et dans des coloris qui se combinent bien, ils stimulent la vitalité et le bien-être au quotidien, pendant le travail et les loisirs.

### PARTICULARITÉS

- Grande élasticité qui assure un enfilage facile
- Galbe les jambes sans les serrer
- Tricot fin et perméable à l'air pour un port toujours agréable

### ● SÉRIE

#### ○ CONFECTION SUR MESURE

BORD BANDE DE FIXATION	 AD Mi-bas	 AG Bas cuisse avec bande de silicone à dentelle	 AG Bas cuisse avec silicone boules	 AT Collant
	Clair	●*	●*	●*
Beige	●○	●○	●○	●○
Espresso	●○	●○	●○	●○
Noir	●○	●○	●○	●○
Java	●	●	●	●

\* uniquement disponible dans la classe 2 (15–20 mmHg)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'Assurance Maladie.  
Lire la notice d'instructions avant utilisation.

### COLORIS



### DÉTAILS

**CONCEPT DE TAILLES** VenoTrain discrétion (I–IV)

#### CLASSES DE COMPRESSION

- Classe 1 (10–15 mmHg)
- Classe 2 (15–20 mmHg)

**POINTE DU PIED** fermé, ouverte

#### COMPOSITION

- Classe 1:  
75 % polyamide, 25 % élasthanne
- Classe 2:  
70 % polyamide, 30 % élasthanne

#### CONSEILS D'ENTRETIEN



Base de  
remboursement  
LPPR

**22,40 €**

Code LPPR:  
201D01.2 V1

#### CHAUSSETTES

Base de  
remboursement  
LPPR

**29,78 €**

Code LPPR:  
201D03.31 SV1

#### BAS

Base de  
remboursement  
LPPR

**42,03 €**

Code LPPR:  
201D03.32 SV2

#### COLLANT

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
598-0153 HOHENSTEIN HTTI  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100



C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6


# VenoTrain® SELECTION PORTFOLIO

## GUIDE SUR LA PRISE EN CHARGE

La gamme VenoTrain Selection présente une collection exclusive de solutions avec mi-bas qui, en sus du traitement par compression classique, répondent à des souhaits plus personnalisés.

Grâce à leurs excellents matériaux et à leur design attrayant, les produits Selection offrent une thérapie par compression discrète, mais aussi une variété de style sans renoncer à leur efficacité médicale.

Cette gamme convient à différents besoins médicaux. Elle peut être utilisée pour un vaste éventail de maladies veineuses ainsi que pour d'autres indications nécessitant une thérapie par compression.



## SÉLECTION DU BON PRODUIT SELECTION

1. Indication et diagnostic posés par le médecin (prescription sur ordonnance)
2. Classe de compression (prescription sur ordonnance)
3. Exigences spécifiques du patient en termes de matériau, de fonctionnalité et d'esthétique



## CONCEPT DE TAILLES

TABLEAU DES TAILLES STANDARD  
PERFECT-FIT

LE SAVIEZ-  
VOUS ?

Cette icône vous indique les produits disponibles dans le concept de tailles Perfect Fit.



	CIRCONFÉRENCE	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
<b>Longueur lD</b>									
<b>short</b>	35-40								
<b>long</b>	40-46								
<b>Pointures de Chaussure</b>									
<b>short</b>	36-41								
<b>long</b>	41-46								
	cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
	cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
	cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
	cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
	cY	29-33		31-35		34-40		37-44	
	cA	19-24		22-27		25-31		28-35	

Système de taille en cm



CLASSE DE  
COMPRESSION  
23 à 32 mmHg



6 MOIS DE PORTS  
= 180 LAVAGES



+30 % DE QUALITÉ  
D'HYDRATATION  
DE LA PEAU



# VenoTrain® cocoon

## POUR PEAUX SÈCHES

nouvelles  
couleurs

Le bas de compression médical qui prend soin de votre peau et qui est doté d'une double fonction innovante protège et soigne les peaux sèches et sensibles.<sup>1</sup>

L'émollient hydratant restaure le film lipidique : la barrière protectrice essentielle de la peau.

### COLORIS STANDARD

NOIR



MARINE



DENIM



GRIS



### PARTICULARITÉS

- Émollient hydratant avec action testée cliniquement<sup>1</sup>
- Avec un mélange de fibres naturelles innovant
- Le complexe actif de lipides améliore l'hydratation de la peau et combat les démangeaisons et évite la desquamation
- Toujours efficace après 180 lavages, soit 6 mois de traitement
- Bas unisex

### DÉTAILS



**CONCEPT DE TAILLES** PERFECT-FIT (S–XL)

**CLASSE DE COMPRESSION**

- RAL : Ccl 2 (23–32 mmHg)

**POINTE DU PIED** fermée

**COMPOSITION**

- 52 % polyamide, 26 % élasthanne, 11 % coton, 11 % cellulose

**CONSEILS D'ENTRETIEN**



### • SÉRIE

**BORD  
BANDE DE FIXATION**




AD

Bord en tricot / Liseré confort



Disponible dans les pointures 36–41  
(foot short) ou 41–46 (foot long)



<sup>1</sup>Westphal, Thea, et al. »Medical compression stockings on the skin moisture in patients with chronic venous disease.« Vasa (2019). 48, pp. 502-508.



C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

# VenoTrain<sup>®</sup> SPECIAL PORTFOLIO



## GUIDE SUR LA PRISE EN CHARGE

La gamme VenoTrain Special répond aux exigences spécifiques des patients atteints de maladies veineuses avancées (stade CEAP C3 – C6). La gamme permet également une thérapie par compression en cas de maladies concomitantes telles qu'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) légère à modérée.



### VenoTrain<sup>®</sup> ulcertec

Pour une thérapie différenciée en cas d'ulcère variqueux.



## CONCEPT DE TAILLES

La mesure du VenoTrain ulcertec s'effectue conformément au **concept de tailles X5+**.

	CIRCON- FÉRENCE	XS		S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
<b>Longueur ℓG</b>	<b>cG</b>	45-57	52-66	49-62	55-68	53-67	58-74	58-73	65-82	63-80	69-90
<b>short</b> 61-70											
<b>long</b> 70-80											
<b>Type</b> AG											
<b>Longueur ℓD</b>	<b>cC</b>	24-29	28-34	27-32	31-38	29-36	35-42	33-40	38-47	36-44	43-52
<b>short</b> 35-40											
<b>long</b> 40-45											
<b>Type</b> AD											
	<b>cB</b>	20-21,5		21,5-23		23-25		25-28		28-32	

Système de taille en cm



# VenoTrain® ulcertec

## EN CAS D'ULCÈRE VARIQUEUX (ULCUS CRURIS VENOSUM)

La combinaison du sur-bas avec un maillage rhomboïde spécialement développé par Bauerfeind et du sous-bas bien toléré par la peau pour maintenir le pansement en place permet un enfilage facile sans l'aide d'une tierce personne. Les sous-bas conviennent également pour une légère compression permanente la nuit, peuvent être commandés individuellement par lot de trois et sont lavables à 90°.

### PARTICULARITÉS

- Compression harmonieuse entre le sous-bas et le sur-bas
- Profil de pression unique pour une guérison rapide tout en assurant un confort élevé pour le patient<sup>1</sup>
- Thérapie sophistiquée grâce aux deux versions au sein d'une même classe de compression

#### 39 – moderate

- Classe de compression 3 (34–46 mmHg)
- Sous-bas à compression légère, qui en association avec le sur-bas donne une pression de compression dans la partie inférieure de la classe de compression 3

#### 46 – strong

- Classe de compression 3 (34–46 mmHg)
- Sous-bas à compression moyenne, qui en association avec le sur-bas donne une pression de compression dans la partie supérieure de la classe de compression 3

<sup>1</sup> Jünger, M., Wollina, U., Kohnen, R., & Rabe, E. (2004). Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. *Current medical research and opinion*, 20(10), 1613–1623.

<sup>2</sup> Le sous-bas AG est en outre doté d'une bande de fixation en silicone au niveau du bord supérieur. Cette dernière est en polyamide, élasthanne et silicone.


Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'Assurance Maladie. Lire la notice d'instructions avant utilisation.

### COLORIS

BEIGE  
SUR-BAS



BLANC  
SOUS-BAS



### DÉTAILS

#### CONCEPT DE TAILLES X5+ (XS–XL)

#### CLASSES DE COMPRESSION

- 39–moderate: 34–46 mmHg  
sous-bas avec compression légère
- 46–strong: 34–46 mmHg  
sous-bas avec compression moyenne

#### POINTE DU PIED

- ouverte (sur-bas)
- fermé (sous-bas)

#### COMPOSITION

##### SOUS-BAS AG<sup>2</sup>

- 39–moderate: 68 % polyamide, 32 % élasthanne

##### SOUS-BAS AD

- 39–moderate: 87 % polyamide, 13 % élasthanne
- 46–strong: 69 % polyamide, 31 % élasthanne

##### SUR-BAS (39–moderate / 46–strong)

- Série: 79 % polyamide, 21 % élasthanne
- Confection sur mesure: 68 % polyamide, 32 % élasthanne

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

- Sur-bas:
- Sous-bas:

#### ● SÉRIE ○ CONFECTION SUR MESURE

#### BORD BANDE DE FIXATION



AD



AG

Bord en tricot / Liseré confort



Silicone sensitive



Remboursement  
avec PLV

**76,00 €\***

Code LPPR:  
1306310

**ulcertec 39**

Remboursement  
avec PLV

**76,00 €\***

Code LPPR:  
1367412

**ulcertec 46**

Remboursement  
avec PLV

**76,00 €\***

Code LPPR:  
1370638

**ulcertec 39 AG**

\* PRIX LIMITE DE VENTE  
La loi n'autorise  
aucun dépassement



# VenoTrain® ACTIVE PORTFOLIO

## GUIDE SUR LA PRISE EN CHARGE

La gamme VenoTrain Active apporte un soutien en douceur au travail, pendant les loisirs et la pratique d'un sport. Les bas de contention VenoTrain act sont un bon moyen pour lutter contre la sensation de lourdeur et de fatigue des jambes, ils se distinguent par une sensation vitalisante au cours du port.


Les Compression Socks représentent l'accessoire idéal pour un grand nombre de loisirs et d'activités de plein air.




## CONCEPT DE TAILLES

### VenoTrain® act – SHEER ELEGANCE

#### AG, AT, ATU



#### AT CAL



#### AD

TAILLE	0	1	2	3
POINTURES DE CHAUSSURE	37-39	39-41	41-43	43-45

### VenoTrain® act – COTTON ET MICROFIBER

#### AD

##### COTTON (pour lui)

TAILLE	1	2	3	4
POINTURES DE CHAUSSURE	39-41	41-43	43-45	45-47

#### AD

##### MICROFIBER (pour elle et lui)

TAILLE	0	1	2	3	4
POINTURES DE CHAUSSURE	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47

## COMPRESSION SOCKS

Longueur	CIRCONFÉRENCE	S				M				L				XL			
		cC		cB		cC		cB		cC		cB		cC		cB	
<b>short</b> 35-40		31-40		34-44		37-47		40-51									
<b>long</b> 41-46		20-22		22-25		25-28		28-31									
<b>Type</b> AD																	

# VenoTrain<sup>®</sup> act SHEER ELEGANCE POUR UN SOUTIEN ÉLÉGANT

Le VenoTrain act sheer elegance, avec effet de soutien de léger à modéré en version 70 ou 140 DEN, propose une transparence très mode ainsi qu'un vaste choix de couleurs et de modèles.

## DÉTAILS

**POINTE DU PIED** fermée

**COMPOSITION\***

**AG (70 DEN)** 81 % polyamide, 19 % élasthanne

**AG (140 DEN)** 73 % polyamide, 27 % élasthanne













**CONSEILS D'ENTRETIEN**



## PARTICULARITÉS

- Pour elle
- Élégant et transparent
- Dans sept nuances
- Disponible en mi-bas ou bas cuisse avec bande de fixation à dentelle et en collant
- Également en collant pour femmes enceintes avec partie ventrale spéciale extensible
- Collant Calibrato (AT CAL) pour les courbes particulièrement féminines

## SÉRIE

						
		AD	AG	AT	ATU	AT CAL
DEN		70 / 140	70 / 140	70 / 140	140	70 / 140
	 SABLE	●	●	●		
	 CAMEL	●	●	●	●	●
	 AMARETTO	●	●	●		
COLORIS	 ESPRESSO	●	●	●		
	 NOIR	●	●	●	●	●
	 GRAPHITE	●	●	●		
	 MARINE	●	●	●		



SHEER ELEGANCE

VenoTrain act n'est pas un produit médical

\* Indications à titre d'exemple, nous vous ferons volontiers part d'autres compositions sur demande.

Aucune modification, réparation ni prestation complémentaire ne sont proposées pour le VenoTrain act. Il est interdit de le renvoyer contre un avoir et ne peut être échangé.

# VenoTrain<sup>®</sup> act COTTON

# VenoTrain<sup>®</sup> act MICROFIBER

## POUR UN SOUTIEN EN DOUCEUR

VenoTrain act cotton comme bas pour hommes et VenoTrain act microfiber comme bas pour femmes ou pour hommes sont avec un soutien hautement efficace en 280 DEN des compagnons fiables lors de vos voyages, au travail et pendant les loisirs.

### PARTICULARITÉS






#### COTTON

- Pour lui
- Confort remarquable au porter avec coton
- Aspect « côtelé » prononcé
- Opaque
- Mi-bas à effet de soutien élevé (280 den)
- En quatre coloris

#### MICROFIBER

- Pour elle et lui
- Particulièrement hypoallergénique et souple grâce à une forte teneur en microfibres
- S'ajuste agréablement à la jambe et laisse la peau respirer
- Mi-bas à effet de soutien élevé (280 den)
- En quatre coloris

### SÉRIE

			AD
<b>DEN</b>			<b>280</b>
<b>COLORIS</b>		BEIGE	●
		NOIR	●
		GRAPHITE	●
		MARINE	●

### DÉTAILS

**POINTE DU PIED** fermée

#### COMPOSITION

- COTTON: 27 % polyamide, 10 % élasthanne, 63 % coton
- MICROFIBER: 94 % polyamide, 6 % élasthanne

#### CONSEILS D'ENTRETIEN



COTTON



MICROFIBER



# COMPRESSION SOCK TRAINING

# COMPRESSION SOCK PERFORMANCE

Les Compression Socks Training et Performance ont été développées sur la base d'un savoir-faire très étendu en biomécanique et thérapie par compression. Elles offrent un soutien perceptible en cas d'efforts soutenus, réduisent les vibrations musculaires qui fatiguent et entraînent une récupération plus rapide des muscles.

## PARTICULARITÉS

### TRAINING

- La zone « Muscle Tuning » soutient les muscles du mollet dans la zone de l'avant-pied et du talon
- Zones d'amorti
- Stimulation des muscles par compression légère
- Zone à effet « strapping » en prévention des lésions et pour améliorer la proprioception
- Convient tout particulièrement aux sports avec mouvements d'arrêt et sauts



ZONE À EFFET  
STRAPPING

### PERFORMANCE

- Muscles mieux préservés
- Canal de protection au niveau du tendon d'Achille
- Microfibres perméables à l'air
- Convient tout particulièrement aux sports d'endurance en ligne droite

## • SÉRIE

### BORD BANDE DE FIXATION



AD

Bord en tricot / Liseré confort	TRAINING	●
	PERFORMANCE	●

## DÉTAILS

**POINTE DU PIED** fermée

### COMPOSITION

TRAINING 87 % polyamide, 13 % élasthanne  
PERFORMANCE 75 % polyamide, 25 % élasthanne

### CONSEILS D'ENTRETIEN

TRAINING   
PERFORMANCE

## TRAINING DISPONIBLE EN



Noir / Riviera  
 Noir / Polaire

Gris / Riviera  
 Gris / Polaire

## PERFORMANCE DISPONIBLE EN



Riviera

Noir

Blanc

Wild Berry






# CODES ACL







## VenoTrain discrétion

Chaussettes			Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4		
<b>Ccl 1</b> Codes LPPR: 2*201D01.2	Pieds fermés	Noir	court	4046445302619	4046445302602	4046445302596	4046445302589	
			long	4046445302572	4046445302565	4046445302558	4046445302541	
		Beige	court	4046445302695	4046445302688	4046445302671	4046445302664	
			long	4046445302657	4046445302640	4046445302633	4046445302626	
		Espresso	court	4046445093326	4046445093333	4046445093340	4046445093357	
			long	4046445093364	4046445093371	4046445093388	4046445093395	
	Pieds ouverts	Noir	court	4046445311048	4046445311055	4046445311062	4046445311079	
			long	4046445311086	4046445311093	4046445311109	4046445311116	
		Beige	court	4046445310966	4046445310973	4046445310980	4046445310997	
			long	4046445311000	4046445311017	4046445311024	4046445311031	
		Espresso	court	4046445311123	4046445311130	4046445311147	4046445311154	
			long	4046445311161	4046445311178	4046445311185	4046445311192	
	<b>Ccl 2</b> Codes LPPR: 2*201D01.2 V1	Pieds fermés	Noir	court	4046445302374	4046445302367	4046445302350	4046445302343
				long	4046445302336	4046445302329	4046445302312	4046445302305
			Beige Clair	court	4046445302534	4046445302527	4046445302510	4046445302503
				long	4046445302497	4046445302480	4046445302473	4046445302466
			Beige	court	4046445302459	4046445302442	4046445302435	4046445302428
				long	4046445302411	4046445302404	4046445302398	4046445302381
Espresso		court	4046445093401	4046445093418	4046445093425	4046445093432		
		long	4046445093449	4046445093456	4046445093463	4046445093470		
Pieds ouverts		Noir	court	4046445311444	4046445311451	4046445311468	4046445311475	
			long	4046445311482	4046445311499	4046445311505	4046445311512	
		Beige Clair	court	4046445311208	4046445311215	4046445311222	4046445311239	
			long	4046445311246	4046445311253	4046445311260	4046445311277	
		Beige	court	4046445311369	4046445311376	4046445311383	4046445311390	
			long	4046445311406	4046445311413	4046445311420	4046445311437	
Espresso		court	4046445311529	4046445311536	4046445311543	4046445311550		
		long	4046445311567	4046445311574	4046445311581	4046445311598		
<b>Collants</b>								
<b>Ccl 1</b> Codes LPPR: 2*201D01.8+201D04.1		Noir	court	4046445303333	4046445303326	4046445303319	4046445303302	
	long		4046445303296	4046445303289	4046445303272	4046445303265		
	Beige	court	4046445303418	4046445303401	4046445303395	4046445303388		
		long	4046445303371	4046445303364	4046445303357	4046445303340		
	Espresso	court	4046445093005	4046445093012	4046445093029	4046445093036		
		long	4046445093043	4046445093050	4046445093067	4046445093074		
<b>Ccl 2</b> Codes LPPR: 2*201D01.8+201D04.1	Noir	court	4046445303173	4046445303166	4046445303159	4046445303142		
		long	4046445303135	4046445303128	4046445303111	4046445303104		
	Beige	court	4046445303258	4046445303241	4046445303234	4046445303227		
		long	4046445303210	4046445303203	4046445303197	4046445303180		
	Espresso	court	4046445093081	4046445093098	4046445093104	4046445093111		
		long	4046445093128	4046445093135	4046445093142	4046445093159		

Bas auto-adhérents			Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4		
<b>Ccl 1</b> Codes LPPR: 2*201D01.8 V4	Pieds fermés	Noir	court	4046445303012	4046445303005	4046445302992	4046445302985	
			long	4046445302978	4046445302961	4046445302954	4046445302947	
		Beige	court	4046445303098	4046445303081	4046445303074	4046445303067	
			long	4046445303050	4046445303043	4046445303036	4046445303029	
		Espresso	court	4046445093166	4046445093173	4046445093180	4046445093197	
			long	4046445093203	4046445093210	4046445093227	4046445093234	
	Pieds ouverts	Noir	court	4046445309601	4046445309618	4046445309625	4046445309632	
			long	4046445309649	4046445309656	4046445309663	4046445309670	
		Beige	court	4046445309526	4046445309533	4046445309540	4046445309557	
			long	4046445309564	4046445309571	4046445309588	4046445309595	
		Espresso	court	4046445309687	4046445309694	4046445309700	4046445309717	
			long	4046445309724	4046445309731	4046445309748	4046445309755	
	<b>Ccl 2</b> Codes LPPR: 2*201D01.8	Pieds fermés	Noir	court	4046445302770	4046445302763	4046445302756	4046445302749
				long	4046445302732	4046445302725	4046445302718	4046445302701
			Beige Clair	court	4046445302930	4046445302923	4046445302916	4046445302909
				long	4046445302893	4046445302886	4046445302879	4046445302862
Beige			court	4046445302855	4046445302848	4046445302831	4046445302824	
			long	4046445302817	4046445302800	4046445302794	4046445302787	
Espresso		court	4046445093241	4046445093258	4046445093265	4046445093272		
		long	4046445093289	4046445093296	4046445093302	4046445093319		
Pieds ouverts		Noir	court	4046445310003	4046445310010	4046445310027	4046445310034	
			long	4046445310041	4046445310058	4046445310065	4046445310072	
		Beige Clair	court	4046445309762	4046445309779	4046445309786	4046445309793	
			long	4046445309809	4046445309816	4046445309823	4046445309830	
		Beige	court	4046445309922	4046445309939	4046445309946	4046445309953	
			long	4046445309960	4046445309977	4046445309984	4046445309991	
Espresso		court	4046445310089	4046445310096	4046445310102	4046445310119		
		long	4046445310126	4046445310133	4046445310140	4046445310157		
<b>Bas auto-adhérents</b>								
<b>Ccl 2</b> Codes LPPR: 2*201D01.8	Pieds fermés	Noir	court	4046445291753	4046445291746	4046445291739	4046445291722	
			long	4046445291715	4046445291708	4046445291692	4046445291685	
		Beige	court	4046445291838	4046445291821	4046445291814	4046445291807	
			long	4046445291791	4046445291784	4046445291777	4046445291760	
	Pieds ouverts	Noir	court	4046445310720	4046445310737	4046445310744	4046445310751	
			long	4046445310768	4046445310775	4046445310782	4046445310799	
		Beige	court	4046445310645	4046445310652	4046445310669	4046445310676	
			long	4046445310683	4046445310690	4046445310706	3401097243375	


## VenoTrain act

Sheer Elegance <b>140 den</b>		Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
	Amaretto		4057532223212	4057532223229	4057532223236	4057532223243	4057532223250
	Caramel		4057532223168	4057532223175	4057532223182	4057532223199	4057532223205
	Marine		4057532223267	4057532223274	4057532223281	4057532223298	4057532223304
	Graphite		4057532223311	4057532223328	4057532223335	4057532223342	4057532223359
	Noir		4057532223366	4057532223373	4057532223380	4057532223397	4057532223403
	Espresso		4057532223410	4057532223427	4057532223434	4057532223441	4057532223458
	Sable		4057532223465	4057532223472	4057532223489	4057532223496	4057532223502
	Caramel		4057532223861	4057532223878	4057532223885	4057532223892	4057532223908
	Noir		4057532224066	4057532224073	4057532224080	4057532224097	4057532224103
	Caramel			4057532224578	4057532224585	4057532224592	4057532224608
	Noir			4057532224776	4057532224783	4057532224790	4057532224806
	Amaretto		4057532225315	4057532225322	4057532225339	4057532225346	4057532225353
	Caramel		4057532225261	4057532225278	4057532225285	4057532225292	4057532225308
	Marine		4057532225360	4057532225377	4057532225384	4057532225391	4057532225407
	Graphite		4057532225414	4057532225421	4057532225438	4057532225445	4057532225452
	Noir		4057532225469	4057532225476	4057532225483	4057532225490	4057532225506
	Espresso		4057532225513	4057532225520	4057532225537	4057532225544	4057532225551
	Sable		4057532225568	4057532225575	4057532225582	4057532225599	4057532225605
	Amaretto	4057532225933	4057532225940	4057532225957	4057532225964		
	Caramel	4057532225896	4057532225902	4057532225919	4057532225926		
	Marine	4057532225971	4057532225988	4057532225995	4057532226008		
	Graphite	4057532226015	4057532226022	4057532226039	4057532226046		
	Noir	4057532226053	4057532226060	4057532226077	4057532226084		
	Espresso	4057532226091	4057532226107	4057532226114	4057532226121		
	Sable	4057532226138	4057532226145	4057532226152	4057532226169		


Sheer Elegance 70 den		Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
 AT	Amaretto		4057532222864	4057532222871	4057532222888	4057532222895	4057532222901
	Caramel		4057532222819	4057532222826	4057532222833	4057532222840	4057532222857
	Marine		4057532222918	4057532222925	4057532222932	4057532222949	4057532222956
	Graphite		4057532222963	4057532222970	4057532222987	4057532222994	4057532223007
	Noir		4057532223014	4057532223021	4057532223038	4057532223045	4057532223052
	Espresso		4057532223069	4057532223076	4057532223083	4057532223090	4057532223106
	Sable		4057532223113	4057532223120	4057532223137	4057532223144	4057532223151
 AT CAL	Caramel			4057532224226	4057532224233	4057532224240	4057532224257
	Noir			4057532224424	4057532224431	4057532224448	4057532224455
 AG	Amaretto		4057532224967	4057532224974	4057532224981	4057532224998	4057532225001
	Caramel		4057532224912	4057532224929	4057532224936	4057532224943	4057532224950
	Marine		4057532225018	4057532225025	4057532225032	4057532225049	4057532225056
	Graphite		4057532225063	4057532225070	4057532225087	4057532225094	4057532225100
	Noir		4057532225117	4057532225124	4057532225131	4057532225148	4057532225155
	Espresso		4057532225162	4057532225179	4057532225186	4057532225193	4057532225209
	Sable		4057532225216	4057532225223	4057532225230	4057532225247	4057532225254
 AD	Amaretto	4057532225650	4057532225667	4057532225674	4057532225681		
	Caramel	4057532225612	4057532225629	4057532225636	4057532225643		
	Marine	4057532225698	4057532225704	4057532225711	4057532225728		
	Graphite	4057532225735	4057532225742	4057532225759	4057532225766		
	Noir	4057532225773	4057532225780	4057532225797	4057532225803		
	Espresso	4057532225810	4057532225827	4057532225834	4057532225841		
	Sable	4057532225858	4057532225865	4057532225872	4057532225889		
<b>Microfibre 280 den (Femme / Homme)</b>							
 AD	Beige	4057532226497	4057532226503	4057532226510	4057532226527	4057532226534	
	Marine	4057532226596	4057532226602	4057532226619	4057532226626	4057532226633	
	Graphite	4057532226695	4057532226701	4057532226718	4057532226725	4057532226732	
	Noir	4057532226794	4057532226800	4057532226817	4057532226824	4057532226831	
<b>Coton 280 den (Homme)</b>							
 AD	Beige		4057532226176	4057532226183	4057532226190	4057532226206	
	Marine		4057532226251	4057532226268	4057532226275	4057532226282	
	Graphite		4057532226336	4057532226343	4057532226350	4057532226367	
	Noir		4057532226411	4057532226428	4057532226435	4057532226442	

## VenoTrain cocoon



### Pointure 36 à 41

		S	M	L	XL	
	Noir	court (normal)	4057532093839	4057532093846	4057532093853	4057532093860
		long (normal)	4057532093877	4057532093884	4057532093891	4057532093907
		court (plus)	4057532094218	4057532094225	4057532094232	4057532094249
		long (plus)	4057532094256	4057532094263	4057532094270	4057532094287
Marine	court (normal)	4057532584979	4057532584986	4057532584993	4057532585006	
	long (normal)	4057532585112	4057532585129	4057532585136	4057532585143	
	court (plus)	4057532585150	4057532585167	4057532585174	4057532585181	
	long (plus)	4057532585198	4057532585204	4057532585211	4057532585228	
Gris	court (normal)	4057532558215	4057532558222	4057532558239	4057532558246	
	long (normal)	4057532558253	4057532558260	4057532558277	4057532558284	
	court (plus)	4057532558291	4057532558307	4057532558314	4057532558321	
	long (plus)	4057532558338	4057532558345	4057532558352	4057532558369	
Denim	court (normal)	4057532558536	4057532558543	4057532558550	4057532558567	
	long (normal)	4057532558574	4057532558581	4057532558598	4057532558604	
	court (plus)	4057532558611	4057532558628	4057532558635	4057532558642	
	long (plus)	4057532558659	4057532558666	4057532558673	4057532558680	


### Pointure 41 à 46

		S	M	L	XL	
	Noir	court (normal)	4057532094775	4057532094782	4057532094799	4057532094805
		long (normal)	4057532094812	4057532094829	4057532094836	4057532094843
		court (plus)	4057532094850	4057532094867	4057532094874	4057532094881
		long (plus)	4057532094898	4057532094904	4057532094911	4057532094928
Marine	court (normal)	4057532585235	4057532585242	4057532585259	4057532585266	
	long (normal)	4057532585273	4057532585280	4057532585297	4057532585303	
	court (plus)	4057532585310	4057532585327	4057532585334	4057532585341	
	long (plus)	4057532585358	4057532585365	4057532585372	4057532585389	
Gris	court (normal)	4057532558376	4057532558383	4057532558390	4057532558406	
	long (normal)	4057532558413	4057532558420	4057532558437	4057532558444	
	court (plus)	4057532558451	4057532558468	4057532558475	4057532558482	
	long (plus)	4057532558499	4057532558505	4057532558512	4057532558529	
Denim	court (normal)	4057532558697	4057532558703	4057532558710	4057532558727	
	long (normal)	4057532558734	4057532558741	4057532558758	4057532558765	
	court (plus)	4057532558772	4057532558789	4057532558796	4057532558802	
	long (plus)	4057532558819	4057532558826	4057532558833	4057532558840	


## VenoTrain ulcertec

ulcertec 39		XS	S	M	L	XL	
 AD	Beige (sur-bas) Blanc (sous-bas)	court (normal)	4046445872310	4046445872327	4046445872334	4046445872341	4046445872358
		long (normal)	4046445872365	4046445872372	4046445872389	4046445872396	4046445872402
		court (plus)	4046445872419	4046445872426	4046445872433	4046445872440	4046445872457
		long (plus)	4046445872464	4046445872471	4046445872488	4046445872495	4046445872501
ulcertec 46							
 AD	Beige (sur-bas) Blanc (sous-bas)	court (normal)	4046445872518	4046445872525	4046445872532	4046445872549	4046445872556
		long (normal)	4046445872563	4046445872570	4046445872587	4046445872594	4046445872600
		court (plus)	4046445872617	4046445872624	4046445872631	4046445872648	4046445872655
		long (plus)	4046445872662	4046445872679	4046445872686	4046445872693	4046445872709
ulcertec 39 AG							
 AG	Beige (sur-bas) Blanc (sous-bas)	court (normal)	4057532260200	4057532260811	4057532260828	4057532260835	4057532260842
		long (normal)	4057532260859	4057532260866	4057532260873	4057532260880	4057532260897
		court (plus)	4057532260903	4057532260910	4057532260927	4057532260934	4057532260941
		long (plus)	4057532260958	4057532260965	4057532260972	4057532260989	4057532260996

## Compression Sock Performance

			S	M	L	XL
 AD	Blanc	court	4046445786013	4046445786020	4046445786037	4046445786044
		long	4046445786051	4046445786068	4046445786075	4046445786082
Riviera	court	4046445786372	4046445786389	4046445786396	4046445786402	
	long	4046445786419	4046445786426	4046445786433	4046445786440	
Noir	court	4046445786297	4046445786303	4046445786310	4046445786327	
	long	4046445786334	4046445786341	4046445786358	4046445786365	
Wild Berry	court	4057532354312	4057532354329	4057532354336	4057532354343	
	long	4057532354350	4057532354367	4057532354374	4057532354381	

## Compression Sock Training

			S	M	L	XL
 AD	Noir   Riviera	court	4046445874055	4046445874062	4046445874079	4046445874086
		long	4046445909191	4046445909207	4046445909214	4046445909221
Gris   Riviera	court	4046445909238	4046445909245	4046445909252	4046445909269	
	long	4046445909276	4046445909283	4046445909290	4046445909306	
Noir   Polaire	court	4046445909313	4046445909320	4046445909337	4046445909344	
	long	4046445909351	4046445909368	4046445909375	4046445909382	
Gris   Polaire	court	4046445909399	4046445909405	4046445909412	4046445909429	
	long	4046445909436	4046445909443	4046445909450	4046445909467	

## Accessoires VenoTrain

<b>VenoTrain glider</b>	4046445783692	<b>Gants en caoutchouc</b>	XS	4057532509415
<b>VenoTrain glider plus</b>	4046445152504		S	4057532509422
<b>Lessive spéciale</b>	a l'unité		M	4057532509439
	par 6		L	4057532509446
<b>Mousse de soin</b>	a l'unité		XL	4057532509453
	par 6			

## ACCESSOIRES LE PARFAIT COMPLÉMENT POUR LE QUOTIDIEN

Pour que vos patients se sentent bien avec les bas de compression VenoTrain, les compagnons très utiles de la gamme d'accessoires VenoTrain vous seront d'une grande aide. Ils soutiennent efficacement le traitement, facilitent la manipulation et prennent soin des bas de compression et de la peau de vos clients.





## LE MATIN, AVANT L'ENFILAGE DES BAS DE COMPRESSION MÉDICALE ET LE SOIR, APRÈS LEUR RETRAIT

### MOUSSE DE SOIN BAUERFEIND\*

Convient aux peaux particulièrement sollicitées, protège et soigne grâce au panthénol, avant l'enfilage du bas et également le soir, après l'avoir retiré



### FILET À LINGE

Conservation sûre des bas de compression pour chaque lavage en machine



### DÉTERGENT\*

Lave les bas délicatement, les entretient en douceur et les protège durablement



## LE SOIR, APRÈS LE RETRAIT DES BAS DE COMPRESSION MÉDICALE

### LOTION VENOTRAIN\*

Conçue en partenariat avec Sebapharma ; avec extrait de camomille, adaptée tout spécialement aux besoins des peaux sensibles ; appliquer le soir après le retrait des bas




### GANTS EN CAOUTCHOUC

Aident à enfiler correctement les bas de compression

# VenoTrain® glider

## AIDE À L'ENFILAGE COMPACTE

Vous pouvez retrouver une vidéo sur les instructions d'enfilage sur : [video.bauerfeind.com/](https://video.bauerfeind.com/)



Le VenoTrain glider est une aide pratique pour enfiler et retirer les bas de compression médicaux et peut être prescrit par le médecin.

Le matériau résistant et léger laisse glisser le bas sans effort sur le bras ou la jambe. Il est idéal pour les bas de compression avec pointe de pied ouverte et fermée.

Compagnon idéal en déplacement, il vous fait gagner du temps et de la place.

### PARTICULARITÉS

- Extrêmement léger, robuste et résistant à la déchirure
- Maniement facile
- Idéal en voyage



ÉTAPE 01



ÉTAPE 02



ÉTAPE 03



ÉTAPE 04



ÉTAPE 05

# VenoTrain® glider plus

## AIDE D'ENFILAGE SOLIDE

Le VenoTrain glider plus est une aide d'enfilage solide au design ergonomique pour les bas de compression médicaux de toute sorte et il peut être prescrit par un médecin.

Les poignées rabattables permettent d'éviter tout effort lors de l'enfilage. Pas besoin de se pencher inutilement.

### PARTICULARITÉS

- Design compact, ergonomique
- Cadre en métal léger avec poignées rabattables
- Maniement simple sans effort



ÉTAPE 01



ÉTAPE 02



ÉTAPE 03



ÉTAPE 04




ÉTAPE 05



ÉTAPE 06

# LA QUALITÉ SE LAISSE MESURER.

## TECHNIQUE DE PRISE DE MESURES BAUERFEIND



### **BODYTRONIC® 410** SCANNER 3D MOBILE POUR LES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES

- Prise de mesures sans contact, sans textile pour la prise en charge des bas de compression
- Représentation 3D de la zone de mesure jusqu'à la taille
- Mise en place et retrait plus rapides et plus simples



### **BODYTRONIC® 610** SCANNER CORPOREL INCLUANT LA FOURNITURE DE PRODUITS POUR TOUTES LES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES

- Prise de mesures sans contact, sans textile pour les bas de compression, les orthèses pour les genoux et les pieds, les genouillères ainsi que les produits pour le dos, les bras et les épaules
- Scan du haut du corps possible, exportation des données 3D
- Mesure intégrée du volume de la jambe
- Encombrement au sol de seulement 1,60 m<sup>2</sup>

## AUTRES GAMMES BAUERFEIND



**LES ORTHÈSES ACTIVES ET ORTHÈSES DE STABILISATION** de Bauerfeind apportent une véritable aide à la suite de lésions ainsi qu'en cas de maladies orthopédiques chroniques et aiguës. Elles renforcent la sensation de stabilité et procurent un véritable sentiment de sécurité au quotidien et lors de la pratique d'un sport. En vue de soutenir au mieux les exercices thérapeutiques, les orthèses actives et de stabilisation sont élaborées dans des matériaux légers et perméables à l'air. Grâce à des solutions innovantes (les dispositifs de fermeture rapides ou les aides d'enfilage intégrées par exemple), elles sont faciles à manipuler au quotidien et assurent la plus haute qualité.



### BAS DE COMPRESSION POUR LE TRAITEMENT DES ŒDÈMES

Chaque jour devient toujours plus beau lorsque l'on se sent bien. Et c'est pourquoi les bas de compression sur mesure à tricot plat VenoTrain® curaflow ont été conçus. Cette prise en charge polyvalente et colorée épouse parfaitement la forme des jambes, des bras, des mains ou du thorax de chaque patient souffrant de lymphœdèmes et lipœdèmes. VenoTrain® curaflow apaise les tensions et soulage sensiblement. Ojectif : un quotidien agréable, plein de confiance et sans souci.



Les pieds sont les fondations du corps. Les **SEMELLES ORTHOPÉDIQUES** soulagent les pieds, les articulations des genoux et des hanches ainsi que le dos. Elles soutiennent le pied dans leur fonctionnement naturel et peuvent donc influencer positivement la biomécanique du corps. Mais comme chaque pied n'a pas besoin du même type de soutien, Bauerfeind propose plus de 400 modèles différents.

Aides  
thérapeutiques  
à l'efficacité  
prouvée\*

**\* Les orthèses actives / orthèses de stabilisation, bas de compression et semelles permettent, à la suite de lésions et en cas de pathologies, de se remettre rapidement sur pied.**

(source : enquête représentative menée auprès de patients par l'Institut de Sondage Allensbach à la demande d'eurocom e.V., 2023, n= 1 300 utilisateurs d'orthèses actives / de stabilisation, bas de compression et semelles)

Vous trouverez un aperçu de toutes les zones prises en charge en ligne sur : [experts.bauerfeind.com](https://experts.bauerfeind.com)

# **MOTION IS LIFE**

## LE GOÛT DU MOUVEMENT AVEC LA COMPRESSION DE BAUERFEIND

Vous avez de questions, des suggestions ou des souhaits ?  
Contactez-nous tout simplement :

**Bauerfeind France S.A.R.L.**  
B.P. 59258  
95957 Roissy CDG Cedex  
**P** +33 (0) 1 48 63 28 96  
**F** +33 (0) 1 48 63 29 63  
**E** [commande@bauerfeind.fr](mailto:commande@bauerfeind.fr)